



vyaire™
MEDICAL

PRICO

Control de oxigenación predictivo e inteligente


La próxima generación de oxigenación de loop cerrado



Individual. Inteligente. Eficiente.

Todos los recién nacidos son especiales. PRICO (*control de oxigenación predictivo e inteligente*) es la próxima generación de controles inteligentes FiO_2 - SpO_2 de loop cerrado, que mantienen el nivel de SpO_2 del paciente dentro del rango previsto. Junto con los sensores de SpO_2 Masimo Set®, su algoritmo único y un mezclador de alto rendimiento, ahora podrá realizar ajustes de FiO_2 automáticamente, de forma rápida y con una fiabilidad nunca vista.

PRICO no solo asiste a los cuidadores en su trabajo diario para conseguir los mejores niveles de confort y seguridad del paciente, sino que también ayuda a los médicos a ahorrar tiempo, reducir costes y mejorar su flujo de trabajo.



Principales características

Resultados del paciente

- Reducción de episodios hipóxicos e hiperóxicos
- Reducción al mínimo de la exposición a largo plazo a niveles de FiO_2 altos
- Menos periodos fuera del rango objetivo de SpO_2 para mejorar la seguridad del paciente

Mejora del flujo de trabajo

- Mejora del flujo de trabajo alrededor de la UCI neonatal
- Menos equipos de campo al lado de la camilla
- Asiste automáticamente su estrategia de oxigenación

Rentabilidad

- Gestión más eficiente del tiempo para los cuidadores
- Mejora de la gestión de la UCI neonatal



El módulo de SpO₂ MASIMO Set puede enchufarse en la parte trasera de los dispositivos fabian.

PRICO y Masimo Set®

El módulo de SpO₂ usado con PRICO es el MASIMO Set. Enchúfelo en la parte trasera de un dispositivo fabian. Para bebés prematuros, bebés nacidos a término y pacientes pediátricos existe un sensor especial.

Mediciones adicionales:

- Frecuencia cardíaca (*PR*)
- Índice de perfusión (*PI*)
- Calidad de señal (*SIQ*)

PRICO está disponible para todos los dispositivos fabian


+nCPAP evolution, Therapy evolution, HFO





SEDE
CENTRAL

Vyaire Medical, Inc.
26125 North Riverwoods Blvd
Mettawa, IL 60045, EE.UU.

 ACUTRONIC Medical Systems AG
Fabrik im Schiffli
8816 Hirzel
Suiza
Tel. +41 44 729 70 80
Fax +41 44 729 70 81



vyaire.com

Para distribución en la Unión Europea, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein únicamente.

Las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. © 2019 Vyaire Medical Inc. o alguna de sus filiales. Todos los derechos reservados. Vyaire, el logotipo de Vyaire Medical, ACUTRONIC Medical Systems AG y PRICO (Predictive Intelligent Control of Oxygenation) son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Vyaire Medical Inc. o una de sus filiales. Dispositivo médico de clase IIb según la Directiva de equipos médicos 93/42/CEE. Lea las instrucciones completas de uso que se entregan con los dispositivos o siga las instrucciones indicadas en el etiquetado del producto. VYR-INTL-1900122