



# Verbrauchsmaterial- und Zubehörkatalog

Lungenfunktionsdiagnostik  
Spiroergometrie

UNSERE MARKEN:

JAEGER™, Vyntus™, MasterScreen, MasterScope, Oxycon  
Micro Medical

# Informationen zu diesem Katalog

**Wir freuen uns, dass Sie sich für Vyaire Medical Produkte entschieden haben.**

Die Vyaire Produktpalette für die kardiopulmonale Diagnostik reicht von kleinen mobilen Geräten bis hin zum großen Lungenfunktionslabor. Daraus ergeben sich eine Vielzahl von Verbrauchsmaterialien und Zubehör um optimale Messergebnisse zu erzielen. Dieser Katalog dient dazu, dass Sie zu Ihrem Vyaire-System das passende Verbrauchsmaterial und Zubehör schnell und einfach finden.

**Dafür ist der Katalog in drei Ebenen gegliedert:**

- 1. Die erste Ebene unterteilt den Katalog in grundsätzliche Themenbereiche wie z. B. Lungenfunktionsdiagnostik, Spiroergometrie usw.**
- 2. In der zweiten Ebene suchen Sie nach dem Namen Ihres Gerätes. Ist der Gerätenamen nicht ganz klar, gibt Ihnen die Geräteübersicht auf den folgenden Seiten eine Hilfestellung.**
- 3. In der dritten Ebene sind die Geräte noch einmal in die verschiedenen Mess-Applikationen oder Produktgruppen unterteilt, um das richtige Produkt schnell zu finden.**

Ein Index-Verzeichnis am Ende des Kataloges unterstützt Sie ebenfalls bei der Suche nach Ihrem Verbrauchsmaterial/Zubehör.

Ein Bestellformular finden Sie im hinteren Teil des Katalogs. Bei Verwendung von eigenen Bestellunterlagen bitten wir Sie, stets unsere Artikelnummern und Artikelbezeichnungen anzugeben, damit wir eine reibungslose Abwicklung Ihres Auftrags garantieren können.

Vyaire Verbrauchsmaterial und Zubehör sind Medizinprodukte und werden speziell für Vyaire-Geräte entwickelt, ausgesucht und validiert. Verwenden Sie bitte ausschließlich das Original-Verbrauchsmaterial und Zubehör von Vyaire zur Erzielung einer hochwertigen Diagnostik und auch um die Patientensicherheit zu gewährleisten.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören.  
Ihr Vyaire Team



**Unser telefonischer Bestellservice:**

**Deutschland:**

+49 931 4972-283 tel  
+49 931 4972-865 fax



**Mail:**

**Deutschland:**

GMB-DE-CustService-RDx@Vyaire.com



# Inhaltsverzeichnis

## Lungenfunktionsdiagnostik (PFT) 14

---

MasterScreen Pneumo   MasterScreen IOS   MasterScreen Diffusion MasterScreen Body/Diffusion   MasterScreen PFT   MasterScope Body Vyntus™ SPIRO   Vyntus™ PNEUMO   Vyntus™ IOS   Vyntus™ APS   Vyntus™ BODY   Vyntus™ ONE	
MicroGard™ II Bakterien/Viren- Filter .....	16
Spirometrie, Body Plethysmographie, Diffusion, FRC-He Rebreathing, N2 Washout, Compliance .....	18
Gase und Gasflaschen für Diffusion, N2 Washout und FRC-He Rebreathing .....	32
IOS Impuls-Oszillometrie.....	34
Rhinomanometrie .....	36
APS Provokations-System.....	40
SNIP .....	42
Adapter für Tracheotomie .....	45
Volumen-Kalibration.....	46
MasterScreen BabyBody   MasterScreen Paed	
Gesamtes Zubehör .....	49

## Spiroergometrie (CPET), EKG und 6-Minuten-Gehtest 54

---

Alle Spiroergometrie-Systeme	
Masken, Mundstücke und Nasenklemmen .....	56
SpO2 Sensoren.....	63
Gase und Gasflaschen für die Kalibration .....	65
Vyntus™ CPX   Vyntus™ ONE	
Standard Breath by Breath.....	67
High/Low FIO2.....	70
Indirekte Kalorimetrie mit Haube .....	72
Mischkammer.....	74

Vyntus™ ECG	
Gesamtes Zubehör .....	75
MasterScreen CPX   Oxycon Mobile	
Standard Breath by Breath .....	77
High/Low FIO2.....	82
Gesamtes Zubehör .....	84
CardioSoft EKG CAM CONNECT 14   CAM-USB / CAM14	
Gesamtes Zubehör .....	85
CardioSoft GEH-EKG 1200	
Gesamtes Zubehör .....	87
KISS Sauganlage	
Gesamtes Zubehör .....	88
Blutdruck-Zubehör für VIAprint   Ergoselect Serie   Lode   Suntech Tango	
Gesamtes Zubehör .....	92
Vyntus™ WALK	
Gesamtes Zubehör .....	96

## Mobile Spirometer und CO Monitore 100

---

AioCare	
Gesamtes Zubehör .....	102
MicroLab™   MicroLoop™   SpiroUSB   Micro   PulmoLife™   MicroDiary™	
Gesamtes Zubehör .....	104
MicroRPM	
Gesamtes Zubehör .....	110
MicroCO   BabyCO   SmokeCheck™	
Gesamtes Zubehör .....	114
MicroPeak	
Gesamtes Zubehör .....	116

## Hygiene

118

Alle Systeme

Gesamtes Zubehör .....120



# Geräteübersicht

Lungenfunktionsdiagnostik (PFT)



Vyntus™ SPIRO  
MasterScreen  
Pneumo (unbeheizt)



Vyntus™ PNEUMO  
MasterScreen Pneu-  
mo (beheizt)



Vyntus™ IOS  
MasterScreen IOS



MasterScope Body



MasterScreen  
BabyBody



MasterScreen Paed



Vyntus™ APS  
APS pro



Vyntus™ ONE



MasterScreen  
Diffusion



MasterScreen PFT



Vyntus™ BODY



MasterScreen Body/  
Diffusion

# Geräteübersicht

Spiroergometrie (CPET), EKG und 6-Minuten-Gehtest



Vyntus™ CPX



Vyntus™ ONE



Vyntus™ ECG



VIAsprint 150/200



Ergoselect 5



Ergoselect Serie  
(Ergoselect 400/600/  
10/1000/1200)



MasterScreen CPX



Oxycon Mobile



GE CardioSoft EKG  
CAM CONNECT 14



Tango M2



Tango +



Vyntus™ WALK



GE CardioSoft EKG  
GEH-ECG 1200



GE CardioSoft EKG  
CAM-USB / CAM-14



GE Healthcare KISS  
Sauganlage

# Geräteübersicht

Mobile Spirometer und CO Monitore



AioCare



MicroLab™



MicroLoop™



BabyCO



SmokeCheck™



MicroPeak



SpiroUSB



Micro I



PulmoLife™



MicroDiary™



MicroRPM



MicroCO

# Lungenfunktions- diagnostik (PFT)

Vyntus™ Serie, MasterScreen Serie,  
MasterScope Body





Die folgenden Teile sind geeignet für diese Produkte:

MasterScreen Pneumo | MasterScreen IOS | MasterScreen Diffusion

MasterScreen Body/Diffusion | MasterScreen PFT | MasterScope Body

Vyntus™ SPIRO | Vyntus™ PNEUMO | Vyntus™ IOS | Vyntus™ APS | Vyntus™ BODY | Vyntus™ ONE

**MicroGard™ II Bakterien/Viren- Filter**

<b>MicroGard IIB Einwegbakterienfilter mit integriertem Mundstück</b>		Für Gerät	
		Alle PFT Geräte (außer APS)	
Anzahl	50 Stück		
Artikelnummer	V-892381		
<b>Filter Kit MicroGard Typ IIB Einweg</b>		Für Gerät	
		Alle PFT Geräte (außer APS)	
Anzahl	80 Stück		
Artikelnummer	V-892391		
<b>MicroGard IIC Einwegbakterienfilter</b>		Für Gerät	
		Alle PFT Geräte (außer APS)	
Anzahl	50 Stück	Kann in Kombination mit Mundstücken genutzt werden. Verbindung zum Mundstück Außendurchmesser 30 mm.	
Artikelnummer	V-892384		

<b>Filter Kit MicroGard Typ IIC Einweg</b>		Für Gerät	
		Alle PFT Geräte (außer APS)	
Anzahl	80 Stück		
Artikelnummer	V-892392		


**Spirometrie, Body Plethysmographie, Diffusion,  
FRC-He Rebreathing, N2 Washout, Compliance**

<b>Nasenklemme, Mehrweg</b>		Für Gerät	
		Alle PFT Geräte	
Anzahl	5 Stück		
Artikelnummer	V-892895		
<b>Nasenklemme, Einweg</b>		Für Gerät	
		Alle PFT Geräte	
Anzahl	10 Stück		
Artikelnummer	V-892900		
<b>Polster für Nasenklemme, Einweg</b>		Für Gerät	
		Alle PFT Geräte	
Anzahl	100 Stück		
Artikelnummer	892121		
<b>Mundstück Kunststoff, Einweg</b>		Für Gerät	
		Alle PFT Geräte	
Anzahl	25 Stück		
Artikelnummer	892103		


<b>Mundstück Silikon Erwachsene, Latex-frei, Mehrweg</b>		Für Gerät	
		Alle PFT Geräte	
Anzahl	5 Stück		
Artikelnummer	V-892235		
<b>Mundstück Silikon Kinder, Latex-frei, Mehrweg</b>		Für Gerät	
		Alle PFT Geräte	
Anzahl	5 Stück		
Artikelnummer	V-892230		
<b>Mundstück ID30, Einweg</b>		Für Gerät	
		Alle PFT Geräte	
Anzahl	180 Stück		
Artikelnummer	V-892894		
<b>Pneumotachograph Kunststoff PT 36 komplett, beheizbar</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Pneumo MasterScreen IOS MasterScreen Diffusion MasterScreen Body/Diff MasterScreen PFT MasterScope Body Vyntus PNEUMO Vyntus IOS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	705048		


<b>Pneumotachograph Kunststoff PT 36 komplett, nicht beheizbar</b>		Für Gerät	
		Vyntus SPIRO MasterScreen Pneumo (unbeheizt)	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	709554		


<b>Halbschale für nicht beheizbaren Kunststoff P-Rohr PT 36</b>		Für Gerät	
		Vyntus SPIRO MasterScreen Pneumo (unbeheizt)	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	835516		


<b>Ersatzsieb PT 36, 36 Pa/l/s ± 2,5%</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Pneumo MasterScreen IOS MasterScreen Diffusion MasterScreen Body/Diff MasterScreen PFT MasterScope Body Vyntus SPIRO Vyntus PNEUMO Vyntus IOS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	700096		


<b>O-Ring für Kunststoff P-Rohr PT 36, D 63 x 2 mm</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Pneumo MasterScreen IOS MasterScreen Diffusion MasterScreen Body/Diff MasterScreen PFT MasterScope Body Vyntus SPIRO Vyntus PNEUMO Vyntus IOS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	851243		


<b>Verschlussbügel für Kunststoff P-Rohr PT 36</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Pneumo MasterScreen IOS MasterScreen Diffusion MasterScreen Body/Diff MasterScreen PFT MasterScope Body Vyntus SPIRO Vyntus PNEUMO Vyntus IOS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	835515		

<b>Ventilkopf für Klappenventil für MasterScreen PFT/Body</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Diffusion MasterScreen Body/Diff MasterScreen PFT MasterScope Body Vyntus PNEUMO	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	706175N		

<b>Ventilkopf für Klappenventil mit Öffnung für Drucksensor</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Pneumo MasterScreen Diffusion MasterScreen Body/Diff MasterScreen PFT	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	709705N		

<b>Krümmer 45°, ID 30 mm</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Pneumo MasterScreen IOS MasterScreen Diffusion MasterScreen Body/Diff MasterScreen PFT MasterScope Body Vyntus SPIRO Vyntus PNEUMO Vyntus IOS	
Anzahl	5 Stück		
Artikelnummer	V-892650		

<b>Krümmen 45°, ID 30 mm, ULTEM, extrem desinfektionsfest</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Pneumo MasterScreen IOS MasterScreen Diffusion MasterScreen Body/Diff MasterScreen PFT MasterScope Body Vyntus SPIRO Vyntus PNEUMO Vyntus IOS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852360		


<b>Krümmen 45° mit Lueranschluss, ID 30 mm</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Diffusion (RT) MasterScreen Body/Diff (RT) MasterScreen PFT	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	706854		


<b>Trocknungsschlauch Serie ME 48 inch</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Diffusion (RT) MasterScreen Body/Diff (RT) MasterScreen PFT Vyntus BODY	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-852556		


<b>Sammelschlauch Vyntus ONE 240 cm</b>		Für Gerät	
		Vyntus ONE	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707722		

<b>Faltenschlauch L 0,9 m mit Krümmer und Verlängerung</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Body/Diff	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	705417		

<b>Faltenschlauch L 0,9 m mit Kupplung und Verlängerung</b>		Für Gerät	
		MasterScreen PFT	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	706135		

<b>Kreuz-Steckadapter für MS Body/Diffusion (He)</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Body/Diff (He)	
Anzahl	1 Stück	Für Diffusionseinheit mit CO/He Gas.	
Artikelnummer	705445		

<b>Kreuz-Steckadapter für MasterScreen Diffusion (He)</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Diffusion (He)	
Anzahl	1 Stück	Für Diffusionseinheit mit CO/He Gas.	
Artikelnummer	705562		

<b>Steckadapter</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Pneumo MasterScreen Body MasterScope Body Vyntus PNEUMO	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	706943		

<b>Steckadapter</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Diffusion (RT) MasterScreen Body/Diff (RT)	
Anzahl	1 Stück	Für Diffusionseinheit mit CO/CH4 Gas.	
Artikelnummer	V-707290		

<b>Kreuzadapter mit 3-Ballon-Ventil für MasterScreen PFT</b>		Für Gerät	
		MasterScreen PFT	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	706133		

<b>Hygiene-Bundle für Kreuzadapter bestehend aus 8 Schutzkappen und ein O2-kompatibles Fett</b>		Für Gerät	
		MasterScreen PFT	
Anzahl	1 Set		
Artikelnummer	V-892075		

<b>Schlauchadapter mit Ballon-Ventil</b>		Für Gerät	
		MasterScreen PFT	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	706132		


<b>Flanschanschluss ID 30 mm</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Pneumo MasterScreen IOS MasterScreen Diffusion MasterScreen Body/Diff MasterScreen PFT MasterScope Body Vyntus PNEUMO Vyntus IOS	
Anzahl	1 Stück	Nur für die folgenden Teile: 705445, 705562, 706943, V-707290	
Artikelnummer	852355		

<b>Flanschanschluss verstärkt ID 30 mm</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Pneumo MasterScreen IOS MasterScreen Diffusion MasterScreen Body/Diff MasterScreen PFT MasterScope Body Vyntus PNEUMO Vyntus IOS	
Anzahl	1 Stück	Nur für die folgenden Teile: 705445, 705562, 706943, V-707290	
Artikelnummer	705116		


<b>Flanschanschluss OD 30 mm</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Pneumo MasterScreen Diffusion MasterScreen Body/Diff MasterScreen PFT MasterScope Body Vyntus PNEUMO	
Anzahl	1 Stück	Nur für die folgenden Teile: 705445, 705562, 706943, V-707290	
Artikelnummer	852356		


<b>Dichtung für Flanschanschluss</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Pneumo MasterScreen IOS MasterScreen Diffusion MasterScreen Body/Diff MasterScreen PFT MasterScope Body Vyntus PNEUMO Vyntus IOS	
Anzahl	1 Stück	Nur für die folgenden Teile: 705445, 705562, 706943, V-707290	
Artikelnummer	851410		


<b>Doppelschlauchadapter mit In/Ex-Ventil</b>		Für Gerät	
		MasterScreen PFT	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	706134		


<b>Flussbegrenzer</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Diffusion (RT) MasterScreen Body/Diff (RT) MasterScreen PFT	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-861732		


<b>Absorber für MasterScreen PFT</b>		Für Gerät	
		MasterScreen PFT	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	706143		

<b>Atemkalk 5 L Sodasorb</b>		Für Gerät	
		MasterScreen PFT	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	892403		

<b>Staubfilter für Absorber</b>		Für Gerät	
		MasterScreen PFT	
Anzahl	20 Stück		
Artikelnummer	706169		

<b>Atembeutel 20 L transparent, 2 Anschlüsse</b>		Für Gerät	
		MasterScreen PFT	
Anzahl	30 Stück		
Artikelnummer	852828		

<b>Ösophagus Katheter Set</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Pneumo MasterScreen Diffusion MasterScreen Body/Diff MasterScreen PFT MasterScope Body Vyntus BODY Vyntus ONE Vyntus PNEUMO	
Anzahl	5 Stück	Inklusive 5 x Katheder und 1 x V-707175 Compliance Luer-Lock Kit bestehend aus 1 x 852635 Silikonschlauch 0.07m, 1 x 852651 Silikonschlauch ID2x1.5 0.07m, 1 x 852269 Luer-Lock Ring männlich, 1 x 852268 Luer für Schlauch männlich	
Artikelnummer	705003		

<b>Krümmer 45°, ID 30 mm mit Anschlussnippel Metall</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Pneumo MasterScreen Diffusion MasterScreen Body/Diff MasterScreen PFT MasterScope Body Vyntus PNEUMO	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	720274		

<b>USS Modul mit Adapter (V-707380 und V-707381) und einer Schutzkappe</b>		Für Gerät	
		Vyntus BODY Vyntus ONE	
Anzahl	1 Set		
Artikelnummer	V-707377		

<b>Schutzkappe für Anschlussbuchse</b>		Für Gerät	
		Vyntus BODY Vyntus ONE	
Anzahl	5 Stück		
Artikelnummer	V-707384		

<b>USS MicroGard Adapter</b>		Für Gerät	
		Vyntus BODY Vyntus ONE	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707380		

<b>USS MicroGard Adapter mit Gas-Anschluss</b>		Für Gerät	
		Vyntus BODY Vyntus ONE	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707381		

<b>FPV-Block</b>		Für Gerät	
		Vyntus BODY	
Anzahl	1 Stück	Inklusive 2 x FPV-Silikon-Ventil und 1 x V-707397 FPV X-Ring Kit	
Artikelnummer	V-707389		

<b>FPV Block eDemand</b>		Für Gerät	
		Vyntus ONE	
Anzahl	1 Stück	Inklusive 2 x FPV-Silikon-Ventil	
Artikelnummer	V-707721		

<b>FPV-Verschluss-Mechanismus</b>		Für Gerät	
		Vyntus BODY	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707388		

<b>FPV-Verschluss-Mechanismus C-Form</b>		Für Gerät	
		Vyntus ONE	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707744		

<b>FPV-Silikon-Ventil</b>		Für Gerät	
		Vyntus BODY Vyntus ONE	
Anzahl	5 Stück		
Artikelnummer	V-707390		

<b>FPV Gehäuseklammer</b>		Für Gerät	
		Vyntus BODY	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707392		

<b>FPV Gehäuseklammer eDemand</b>		Für Gerät	
		Vyntus ONE	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707741		

<b>FPV X-Ring Kit bestehend aus 3 x X-Ring und 1 x kleiner Stab</b>		Für Gerät	
		Vyntus BODY	
Anzahl	1 Set		
Artikelnummer	V-707397		


<b>USS-Modul-Halter</b>		Für Gerät	
		Vyntus BODY Vyntus ONE	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707383		




<b>Halter für FPV-Block</b>		Für Gerät	
		Vyntus BODY Vyntus ONE	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707393		

<b>Desinfektions-Einsatz für Siebschale</b>		Für Gerät	
		Vyntus BODY Vyntus ONE	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707394		



Gase und Gasflaschen für Diffusion,  
N2 Washout und FRC-He Rebreathing

<b>Gas ProMed pul-d / XSW für DLCO Diffusion</b> 0.265% CO, 9.3% He, 19% O2, Rest N2 150 bar, 10 Liter		Für Gerät MasterScreen Diffusion (HE) MasterScreen Body/Diff (HE) MasterScreen PFT	
Anzahl	1 Füllung	Gas benötigt noch 10 L Aluminium-Gasflasche V-892595. Ausschließlich für Deutschland zugelassen. Gas kann in Deutschland auch für FRC He Rebreathing genutzt werden.	
Artikelnummer	892533R		
<b>Gas ProMed pul-p / XSX für DLCO Diffusion</b> 0.3% CO, 0.3% CH4, 0.3% C2H2, 21% O2, Rest N2 150 bar, 10 Liter		Für Gerät MasterScreen Diffusion (RT) MasterScreen Body/Diff (RT) MasterScreen PFT Vyntus BODY Vyntus ONE	
Anzahl	1 Füllung	Gas benötigt noch 10 L Aluminium-Gasflasche V-892595. Ausschließlich für Deutschland zugelassen.	
Artikelnummer	892566R		
<b>Gas Fertigarzneimittel O2 medizinisch rein</b> 150 bar, 10 Liter		Für Gerät MasterScreen PFT Vyntus ONE	
Anzahl	1 Füllung	Gas benötigt noch 10 L Gasflasche 892543. Ausschließlich für Deutschland zugelassen.	
Artikelnummer	892501		
<b>Vyntus ONE Kalibrationsgas</b> 16% O2, 5% CO2, 0.3% CH4, 0.3% CO, 0.3% C2H2, Rest N2 0.5 Liter, 80 Liter Inhalt		Für Gerät Vyntus ONE	
Anzahl	1 Füllung	Gas benötigt noch 0.5 L Gasflasche V-892495.	
Artikelnummer	V-892592		

<b>Gasflasche, 0.5 L für Vyntus ONE, Pfand-Aluminiumflasche, M19 x 1,5 LH, DIN 477, Nr. 14</b>		Für Gerät Vyntus ONE	
Anzahl	1 Flasche		
Artikelnummer	V-892495		
<b>Gasflasche, 10 L, Pfand-Aluminiumflasche, M19 x 1,5 LH, DIN 477, Nr. 14</b>		Für Gerät MasterScreen Diff MasterScreen Body/Diff MasterScreen PFT Vyntus BODY Vyntus ONE	
Anzahl	1 Flasche	Ausschließlich für Deutschland zugelassen.	
Artikelnummer	V-892595		
<b>Gasflasche, 10 L für O2, Pfand-Stahlflasche, R 3/4" DIN 477</b>		Für Gerät MasterScreen PFT Vyntus ONE	
Anzahl	1 Flasche	Ausschließlich für Deutschland zugelassen.	
Artikelnummer	892543		

## IOS Impuls-Oszillometrie

<b>Y-Adapter komplett mit Abschlusswiderstand / Siebklappe für IOS</b>		Für Gerät	
		MasterScreen IOS Vyntus IOS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	705388		

<b>Abschlusswiderstand für IOS</b>		Für Gerät	
		MasterScreen IOS Vyntus IOS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	705368		

<b>Referenzwiderstand für IOS</b>		Für Gerät	
		MasterScreen IOS Vyntus IOS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	705392		

<b>Atemmaske Klarsicht mit aufblasbarem Wulst, Größe 5</b>		Für Gerät	
		MasterScreen IOS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852715		


<b>Atemmaske Klarsicht mit aufblasbarem Wulst, Größe 3</b>		Für Gerät	
		MasterScreen IOS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852718		

## Rhinomanometrie

<b>Atemmaske Klarsicht mit aufblasbarem Wulst, Größe 5</b>		Für Gerät	
		Alle Geräte mit der Option Rhinomanometrie	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852715		
<b>Atemmaske Klarsicht mit aufblasbarem Wulst, Größe 3</b>		Für Gerät	
		Alle Geräte mit der Option Rhinomanometrie	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852718		
<b>Nasenadapter, Größe 1</b>		Für Gerät	
		Alle Geräte mit der Option Rhinomanometrie	
Anzahl	50 Stück		
Artikelnummer	892137		
<b>Nasenadapter, Größe 2</b>		Für Gerät	
		Alle Geräte mit der Option Rhinomanometrie	
Anzahl	50 Stück		
Artikelnummer	892138		


<b>Nasenadapter, Größe 3</b>		Für Gerät	
		Alle Geräte mit der Option Rhinomanometrie	
Anzahl	50 Stück		
Artikelnummer	892139		
<b>Kegel-Adapter, AD 30 mm zu AD 22 mm</b>		Für Gerät	
		Alle Geräte mit der Option Rhinomanometrie (außer Vyntus ONE und Vyntus BODY)	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852351		
<b>Adapter groß mit Loch</b>		Für Gerät	
		Vyntus ONE Vyntus BODY	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707723		
<b>Krümmter 45° mit Schlauch und Adapter</b>		Für Gerät	
		Alle Geräte mit der Option Rhinomanometrie (außer Vyntus ONE und Vyntus BODY)	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	706188		

<b>Adapter, ID 30 mm zu ID 30 mm</b>		Für Gerät	
		Alle Geräte mit der Option Rhinomanometrie (außer Vyntus ONE und Vyntus BODY)	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852353		

<b>Schlauchreduziernippel, ID 3 mm zu ID 4 mm</b>		Für Gerät	
		Alle Geräte mit der Option Rhinomanometrie (außer Vyntus ONE und Vyntus BODY)	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852116		

<b>Kupplungsstück N220-2</b>		Für Gerät	
		Vyntus ONE Vyntus BODY	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852367		

<b>Schlauchreduziernippel, ID 3 mm zu ID 2 mm, Nylon, schwarz</b>		Für Gerät	
		Vyntus ONE Vyntus BODY	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-852039		

<b>Silikonschlauch, ID 2 mm, Dicke 1 mm, Länge 1 m</b>		Für Gerät	
		Alle Geräte mit der Option Rhinomanometrie (außer Vyntus ONE und Vyntus BODY)	
Anzahl	1 Meter		
Artikelnummer	852632		



<b>Silikonschlauch, ID 3 mm, Dicke 1,5 mm, Länge 1 m</b>		Für Gerät	
		Alle Geräte mit der Option Rhinomanometrie	
Anzahl	1 Meter		
Artikelnummer	852635		

<b>Silikonschlauch, ID 2 mm, Dicke 2 mm, Länge 1 m</b>		Für Gerät	
		Vyntus ONE Vyntus BODY	
Anzahl	1 Meter		
Artikelnummer	852633		

<b>Verbindungs Set Vyntus Compl., Rhino, SNIP</b>		Für Gerät	
		Vyntus ONE Vyntus BODY	
Anzahl	1 Set		
Artikelnummer	V-708052	Besteht aus 3 x 852633 Silikonschlauch ID2x2 0.5m, 2 x 852635 Silikonschlauch ID3x1.5 0.1m, 10 x 852367 Kupplungsstück N-220-2, 3 x V-852039 Schlauchreduziernippel ID3 zu ID2.	




## APS Provokations-System

<b>Einmal-Vernebler Set SideStream inkl. 10 Einweg-Vernebler</b>		Für Gerät APS Pro Vyntus APS	
Anzahl	1 Set	Inklusive V-852680 Druckschlauch.	
Artikelnummer	V-707540		
<b>Vernebler SideStream, Einweg</b>		Für Gerät APS Pro Vyntus APS	
Anzahl	50 Stück		
Artikelnummer	V-892608		
<b>Abschlusskappe für SideStream Vernebler</b>		Für Gerät APS Pro Vyntus APS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	845579		
<b>Anschlussblock V2 für SideStream Vernebler</b>		Für Gerät APS Pro Vyntus APS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707307		

<b>APS Filter AirLife™, Einweg</b>		Für Gerät APS Pro Vyntus APS	
Anzahl	50 Stück		
Artikelnummer	V-892020		
<b>APS Filter Sterivent</b>		Für Gerät APS Pro	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	892001		

## SNIP

<b>Nasenadapter, Größe 1</b>		Für Gerät	
		Alle Geräte mit der Option SNIP	
Anzahl	50 Stück		
Artikelnummer	892137		
<b>Nasenadapter, Größe 2</b>		Für Gerät	
		Alle Geräte mit der Option SNIP	
Anzahl	50 Stück		
Artikelnummer	892138		
<b>Nasenadapter, Größe 3</b>		Für Gerät	
		Alle Geräte mit der Option SNIP	
Anzahl	50 Stück		
Artikelnummer	892139		
<b>Schlauchreduziernippel, ID 2 mm zu ID 3 mm</b>		Für Gerät	
		Alle Geräte mit der Option SNIP	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852195		

<b>Kupplungsstück N220-2</b>		Für Gerät	
		Vyntus ONE Vyntus BODY	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852367		
<b>Schlauchreduziernippel, ID 3 mm zu ID 2 mm, Nylon, schwarz</b>		Für Gerät	
		Vyntus ONE Vyntus BODY	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-852039		
<b>Silikonschlauch, ID 3 mm, Dicke 1,5 mm, Länge 1 m</b>		Für Gerät	
		Alle Geräte mit der Option SNIP	
Anzahl	1 Meter		
Artikelnummer	852635		
<b>Silikonschlauch, ID 2 mm, Dicke 2 mm, Länge 1 m</b>		Für Gerät	
		Vyntus ONE Vyntus BODY	
Anzahl	1 Meter		
Artikelnummer	852633		


<b>Verbindungs Set Vyntus Compl., Rhino, SNIP</b>		Für Gerät
		Vyntus ONE Vyntus BODY
Anzahl	1 Set	Besteht aus 3 x 852633 Silikonschlauch ID2x2 0.5m, 2 x 852635 Silikonschlauch ID3x1.5 0.1m, 10 x 852367 Kupplungsstück N-220-2, 3 x V-852039 Schlauchreduziernippel ID3 zu ID2.
Artikelnummer	V-708052	

**Adapter für Tracheotomie**

<b>Adhäsiv Pflaster, Provox XtraBase</b>		Für Gerät
		Alle PFT Geräte
Anzahl	20 Stück	
Artikelnummer	V-992390	

## Volumen-Kalibration

<b>Handkalibrationspumpe 1 L inkl. Plastikadapter und Zertifikat</b>		Für Gerät	
		Alle PFT Geräte	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	720252		
<b>Handkalibrationspumpe 3 L inkl. Silikonmuffe und Zertifikat</b>		Für Gerät	
		Alle PFT Geräte	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	720254		
<b>QM-Pumpe 3 L mit integriertem Ventilator</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Diffusion MasterScreen Body/Diff MasterScreen PFT Vyntus BODY Vyntus ONE	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-720000		
<b>JQM / SeSQM-SB Unit bestehend aus unbeheizten Pneumotachographen und Verwirbler</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Diffusion MasterScreen Body/Diff MasterScreen PFT	
Anzahl	1 Set		
Artikelnummer	706591		

<b>Adapter, ID 30 mm zu ID 30 mm</b>		Für Gerät	
		Alle PFT Geräte	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852353		
<b>Silikonmuffe für Kalibrationspumpe, D 28 mm, L 60 mm</b>		Für Gerät	
		Alle PFT Geräte	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852740		
<b>Silikonadapter MicroGard IIB zu Kalibrationspumpe</b>		Für Gerät	
		Alle PFT Geräte	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-861449		
<b>Kalibrations Schlauch weiß</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Body/Diff	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	S35110		



<b>Adapter für Kalibrationspumpe (Kalibrationsschlauch zu Sensor/Filter)</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Body/Diff	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	S770094		
<b>Schlauchverlängerungskit für Kalibrationspumpe (besteht aus S35110 und S770094)</b>		Für Gerät	
		MasterScreen Body/Diff	
Anzahl	1 Set		
Artikelnummer	V-706824		

Die folgenden Teile sind geeignet für diese Produkte:

MasterScreen BabyBody | MasterScreen Paed

### Gesamtes Zubehör

<b>Pneumotachograph komplett Pädiatrie, 3rd Edition</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody MasterScreen Paed	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707183		
<b>Halbschale für Pneumotacho- graph Pädiatrie, 3rd Edition</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody MasterScreen Paed	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707181		
<b>Ersatzsieb für Pneumotacho- graph Pädiatrie</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody MasterScreen Paed	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	706286		

<b>O-Ring für Baby-Pneumotachograph PT 180, D 30 x 2 mm</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody MasterScreen Paed	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	851034		


<b>Adapter für 100 ml Kalibrationspumpe</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody MasterScreen Paed	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	709964		

<b>Shutter komplett</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody MasterScreen Paed	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	706280		





<b>Kalibrationspumpe 100 ml</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody MasterScreen Paed	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	720320		

<b>Silikonmuffe für 100 ml Kalibrationspumpe</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody MasterScreen Paed	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	706277		

<b>Übersteckkappen, Typ D 1,8 x 15 mm, schwarz</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	845562		

<b>Verschlußstopfen geschlitzt, D 25 - 29 mm</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	706546		

<b>Baby-Gesichtsmaske, Silikon, transparent, Größe 0</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody MasterScreen Paed	
Anzahl	2 Stück		
Artikelnummer	V-852712		

<b>Baby-Gesichtsmaske, Silikon, transparent, Größe 1</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody MasterScreen Paed	
Anzahl	2 Stück		
Artikelnummer	V-852713		
<b>Baby-Gesichtsmaske, Silikon, transparent, Größe 2</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody MasterScreen Paed	
Anzahl	2 Stück		
Artikelnummer	V-852716		
<b>Baby-Gesichtsmaske, Silikon, transparent, Größe 3</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody MasterScreen Paed	
Anzahl	2 Stück		
Artikelnummer	V-852717		
<b>Squeeze Jacket, Größe XXS, Farbe gelb</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852760		

<b>Squeeze Jacket, Größe XS, Farbe royalblau</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852761		
<b>Squeeze Jacket, Größe S, Farbe grün</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852762		
<b>Adapter, Länge 50 mm, AD 30 mm auf ID 30 mm</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody MasterScreen Paed	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852358		
<b>Faltenschlauch L 0,9 m mit Kupplung und Verlängerung</b>		Für Gerät	
		MasterScreen BabyBody	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	706135		

# Spiroergometrie (CPET), EKG und 6-Minuten-Gehtest





Vyntus™ CPX, Vyntus™ ONE, MasterScreen CPX,  
Oxycon Mobile, Vyntus™ ECG, CardioSoft EKG,  
KISS Sauganlage, Blutdruckmanschetten,  
Vyntus™ WALK



Die folgenden Teile sind geeignet für diese Produkte:

Alle Spiroergometrie-Systeme

**Masken, Mundstücke und Nasenklemmen**

<b>Maske 6450 V2 Einweg, Größe L, komplett mit Adapter und Kopfband</b>		Für Gerät Alle CPET Geräte	
Anzahl	18 Stück		
Artikelnummer	V-982179		
<b>Maske 6450 V2 Einweg, Größe M, komplett mit Adapter und Kopfband</b>		Für Gerät Alle CPET Geräte	
Anzahl	18 Stück		
Artikelnummer	V-982178		
<b>Maske 6450 V2 Einweg, Größe S, komplett mit Adapter und Kopfband</b>		Für Gerät Alle CPET Geräte	
Anzahl	18 Stück		
Artikelnummer	V-982177		
<b>Maske 6450 V2 Einweg, Größe ES, komplett mit Adapter und Kopfband</b>		Für Gerät Alle CPET Geräte	
Anzahl	18 Stück		
Artikelnummer	V-982182		

<b>Maske 6450 V2 Einweg, Größe Petite, komplett mit Adapter und Kopfband</b>		Für Gerät Alle CPET Geräte	
Anzahl	18 Stück		
Artikelnummer	V-982183		
<b>Maske 7450 V2 Mehrweg, Größe L, komplett mit Adapter und Kopfband</b>		Für Gerät Alle CPET Geräte	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-982186		
<b>Maske 7450 V2 Mehrweg, Größe M, komplett mit Adapter und Kopfband</b>		Für Gerät Alle CPET Geräte	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-982185		
<b>Maske 7450 V2 Mehrweg, Größe S, komplett mit Adapter und Kopfband</b>		Für Gerät Alle CPET Geräte	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-982184		

<b>Maske 7450 V2 Mehrweg, Größe XS, komplett mit Adapter und Kopfband</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-982187		

<b>Maske 7450 V2 Mehrweg, Größe Petite, komplett mit Adapter und Kopfband</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-982188		

<b>Masken Adapter, flexibel für CPET Masken 7450, 7400 und Kinder- maske 982078</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-982192		

<b>Kopfband, Größe L für Maske 7450 mit Größe L</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-982181		

<b>Kopfband, Größe M für Maske 7450 mit Größe M und S</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-982180		

<b>Kopfband, Größe S für Maske 7450 mit Größe XS und Petite</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-982189		

<b>Spangenset Größe L für CPET Maske 7450 V2, obere und untere Spange</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte	
Anzahl	1 Set		
Artikelnummer	V-982195		

<b>Spangenset Größe M für CPET Maske 7450 V2, obere und untere Spange</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte	
Anzahl	1 Set		
Artikelnummer	V-982196		

<b>Spangenset Größe S für CPET Maske 7450 V2, obere und untere Spange</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte	
Anzahl	1 Set		
Artikelnummer	V-982197		

<b>Spangenset Größe XS für CPET Maske 7450 V2, obere und untere Spange</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte	
Anzahl	1 Set		
Artikelnummer	V-982198		

<b>Spangenset Größe Petite für CPET Maske 7450 V2, obere und untere Spange</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte	
Anzahl	1 Set		
Artikelnummer	V-982199		

<b>Maske für Kinder 8950 (4 - 9 Jahre), Mehrweg, Größe L, komplett mit Adapter und Kopfband</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	982078		

<b>Kopfhaube mit Clip, Größe S für Kindermaske 982078 (8950/7400)</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852737		

<b>Mundstück ID30, Einweg</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte	
Anzahl	180 Stück		
Artikelnummer	V-892894		

<b>Nasenklemme, Mehrweg</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte	
Anzahl	5 Stück		
Artikelnummer	V-892895		


<b>Nasenklemme, Einweg</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte	
Anzahl	10 Stück		
Artikelnummer	V-892900		

<b>Polster für Nasenklemme, Einweg</b>		Für Gerät
		Alle CPET Geräte
Anzahl	100 Stück	
Artikelnummer	892121	

### SpO2 Sensoren

<b>Ohrclip-Sensor SpO2 mit 1 m Kabel für XPOD</b>		Für Gerät
		Alle CPET Geräte
Anzahl	1 Stück	
Artikelnummer	992582	

<b>Verlängerungskabel SpO2, Länge 3 m</b>		Für Gerät
		Alle CPET Geräte
Anzahl	1 Stück	
Artikelnummer	918321	

<b>Flex SpO2 Sensor, Erwachsene, 3 m inklusive 25 Klebestreifen</b>		Für Gerät
		Alle CPET Geräte
Anzahl	1 Set	
Artikelnummer	992506	



<b>Klebestreifen für Flex SpO2 Sensor Erwachsene, 8000JFW, Einweg</b>		Für Gerät
		Alle CPET Geräte
Anzahl	25 Stück	
Artikelnummer	992578	



<b>Flex SpO2 Sensor, Kinder, 3 m inklusive 25 Klebestreifen</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Set		
Artikelnummer	992505		
<b>Klebestreifen für Flex SpO2 Sensor Kinder, 8008JFW, Einweg</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	25 Stück		
Artikelnummer	992580		
<b>Reflexions-SpO2-Stirn-Sensor, Model 8000R, inklusive 10 Halter und 20 Doppelklebepflaster</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte	
Anzahl	1 Set		
Artikelnummer	V-992528		
<b>SpO2 Stirn-Sensor-Befestigung bestehend aus 10 Halter und 20 Doppelklebepflaster</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte	
Anzahl	1 Set		
Artikelnummer	V-992529		

**Gase und Gasflaschen für die Kalibration**

<b>Gasflaschen-Tasche für 0.8 L / 0.38 L Gasflasche</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-841188		
<b>O-Ring 10 x 2 mm grün, Viton 70° Shore A für CPET Druckminderer 707236 (FM45)</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	851251		
<b>Kalibrationsgas für CPET, 5% CO2, 16% O2, Rest N2, 0.8 Liter</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte (außer Vyntus ONE)	
Anzahl	1 Füllung	Gas benötigt noch 0.8 L Gasflasche V-892551.	
Artikelnummer	V-892587		
<b>Gasflasche, 0.8 L für CPET Kalibrationsgas, Pfand-Stahlflasche</b>		Für Gerät	
		Alle CPET Geräte (außer Vyntus ONE)	
Anzahl	1 Flasche		
Artikelnummer	V-892551		

<b>Kalibrationsgas für CPET, 4.9 - 6.2% CO<sub>2</sub>, 14.5 - 16% O<sub>2</sub>, Rest N<sub>2</sub>, 2 Liter</b>		Für Gerät Alle CPET Geräte (außer Vyntus ONE)	
Anzahl	1 Füllung	Gas benötigt noch 2 L Gasflasche 892553.	
Artikelnummer	892530		
<b>Gasflasche, 2 L für CPET Kalibrationsgas, Pfand-Stahlflasche</b>		Für Gerät Alle CPET Geräte (außer Vyntus CPX/ONE)	
Anzahl	1 Flasche		
Artikelnummer	892553		
<b>Vyntus ONE Kalibrationsgas 16% O<sub>2</sub>, 5% CO<sub>2</sub>, 0.3% CH<sub>4</sub>, 0.3% CO, 0.3% C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, Rest N<sub>2</sub> 0.5 Liter, 80 Liter Inhalt</b>		Für Gerät Vyntus ONE	
Anzahl	1 Füllung	Gas benötigt noch 0.5 L Gasflasche V-892495.	
Artikelnummer	V-892592		
<b>Gasflasche, 0.5 L für Vyntus ONE, Pfand-Aluminiumflasche, M19 x 1,5 LH, DIN 477, Nr. 14</b>		Für Gerät Vyntus ONE	
Anzahl	1 Flasche		
Artikelnummer	V-892495		

Die folgenden Teile sind geeignet für diese Produkte:

Vyntus™ CPX | Vyntus™ ONE

### Standard Breath by Breath

<b>DVT Vyntus CPX, Volumensensor komplett für Vyntus CPX</b>		Für Gerät Vyntus CPX Vyntus ONE	
Anzahl	1 Stück	Beinhaltet auch einen Volumensensor-Einsatz 982094, DVT = Digital Volume Transducer.	
Artikelnummer	V-707326		
<b>LED Halter für DVT Vyntus CPX</b>		Für Gerät Vyntus CPX Vyntus ONE	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707325		
<b>DVT Adapter für Vyntus CPX</b>		Für Gerät Vyntus CPX Vyntus ONE	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-861078		

<b>DVT Speicheladapter für Vyntus CPX und Vyntus ONE</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX Vyntus ONE	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707717		


<b>TwinTube Sammelschlauch 240 cm für Vyntus CPX</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707327		

<b>Volumensensor-Einsatz</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX Vyntus ONE MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	982094		

<b>O2-Brennstoffzelle UFO-140 er- weitert</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX Vyntus ONE	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	923015-E		

<b>SpO2-Spritzschutzhaube für Vyntus CPX/ONE</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX Vyntus ONE	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707510		

High/Low FIO2

<b>DVT High/Low FIO2 komplett für Vyntus CPX</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707332		

<b>LED Halter High/Low FIO2 für DVT Vyntus CPX</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707329		

<b>Y-Ventil 2730 HR für Vyntus CPX</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-861109		



<b>Adapter HR-Ventil zu Atembeutel</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	707146		

<b>Atembeutel 20 L transparent, 2 Anschlüsse</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX MasterScreen CPX Oxycon Mobile MasterScreen PFT	
Anzahl	30 Stück		
Artikelnummer	852828		

<b>Füllanschluss für Atembeutel</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Set		
Artikelnummer	706823		




<b>Kopfhalterung für Hans Rudolph Y-Ventil 2730</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück	Beinhaltet nicht das Y-Ventil 2730 wie auf dem Bild gezeigt.	
Artikelnummer	V-861721		

**Indirekte Kalorimetrie mit Haube**

<b>Folie für Haube, Vyntus Canopy</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX	
Anzahl	50 Stück		
Artikelnummer	V-841182		
<b>Plug-in für Haube, Vyntus Canopy</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX	
Anzahl	2 Stück		
Artikelnummer	V-835490		
<b>Vyntus Canopy Schlauch, grau, 180 cm</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-821555		
<b>Adapter groß</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	706265		

<b>Kegel-Adapter, AD 30 mm zu AD 22 mm</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	852351		
<b>Jet-Valve für Vyntus Canopy Modul</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-707334		
<b>MicroGard IIC Einwegbakterienfilter</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX Alle PFT Geräte	
Anzahl	50 Stück		
Artikelnummer	V-892384		
<b>Einweg Haubenkit, Vyntus Canopy, bestehend aus 50 MicroGard IIC Filter und 50 Folien</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX	
Anzahl	1 Kit		
Artikelnummer	V-841191		

## Mischkammer

<b>Y-Ventil 2730 HR modifiziert</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	861719		
<b>Mischkammerschlauchset 274 cm</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX	
Anzahl	2 Stück		
Artikelnummer	V-707779		
<b>Mischkammer</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-861360		

Die folgenden Teile sind geeignet für diese Produkte:

Vyntus™ ECG

## Gesamtes Zubehör

<b>Einmal-EKG-Elektroden, BlueSensor P, für Ruhe-EKG</b>		Für Gerät	
		Vyntus ECG MasterScreen ECG CardioSoft ECG	
Anzahl	50 Stück		
Artikelnummer	992368		
<b>Einmal-EKG-Elektroden, BlueSensor R, für Belastungs-EKG</b>		Für Gerät	
		Vyntus ECG MasterScreen ECG CardioSoft ECG	
Anzahl	25 Stück		
Artikelnummer	892205		
<b>Batterie Mignon AA, 1.5 V</b>		Für Gerät	
		Vyntus ECG	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	806502		

<b>Akku NiMH 2850 mAh, AA, 1.2 V</b>		Für Gerät	
		Vyntus ECG	
Anzahl	1 Stück	Akku ≥ 2500 mAh	
Artikelnummer	V-806520		
<b>Tragetasche Vyntus ECG</b>		Für Gerät	
		Vyntus ECG	
Anzahl	25 Stück		
Artikelnummer	V-841234		

Die folgenden Teile sind geeignet für diese Produkte:

MasterScreen CPX | Oxycon Mobile

**Standard Breath by Breath**


<b>Mundstück ID30, Einweg</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	180 Stück		
Artikelnummer	V-892894		
<b>Triple-V, Volumensensor komplett für MasterScreen CPX und Oxycon Mobile</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück	Inklusive 982094 Volumensensor-Einsatz.	
Artikelnummer	707230		
<b>LED Halter für MasterScreen CPX und Oxycon Mobile</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	707225		

<b>Triple-V Adapter für MasterScreen CPX und Oxycon Mobile</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	711007		

<b>Sammelschlauch für MasterScreen CPX und Oxycon Mobile</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	707226		

<b>Volumensensor-Einsatz</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	982094		

<b>Windschutz für Volumensensor</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	707231		

<b>Adapter für Speichel-Absaugpumpe</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	982082		

<b>Rucksack für Oxycon Mobile</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	841500		

<b>Gurtsystem, Größe XL/XXL für Oxycon Mobile</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	853012		

<b>Gurtsystem, Größe L/XL für Oxycon Mobile</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	853015		




<b>Gurtsystem, Größe M/L für Oxycon Mobile</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	853014		

<b>Gurtsystem, Größe S/M für Oxycon Mobile</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	853013		

<b>Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, mind. 2000 mAh</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	806525		

<b>Polargurt T31 codierter Sender</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	980049		

<b>Ohrhörer mit 3,5 mm Klinkenstecker, mono</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	923059		


High/Low FIO2

<b>LED Halter High/Low FIO2 am MasterScreen CPX und Oxycon Mobile</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	707238		

<b>Y-Ventil 2730 HR modifiziert</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	861719		

<b>Ring für HR-Ventil zum Anschluss an den TripleV Sensor</b>		Für Gerät	
		MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	861720		




<b>Adapter HR-Ventil zu Atembeutel</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	707146		

<b>Atembeutel 20 L transparent, 2 Anschlüsse</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX MasterScreen CPX Oxycon Mobile MasterScreen PFT	
Anzahl	30 Stück		
Artikelnummer	852828		

<b>Füllanschluss für Atembeutel</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Set		
Artikelnummer	706823		

<b>Kopfhalterung für Hans Rudolph Y-Ventil 2730</b>		Für Gerät	
		Vyntus CPX MasterScreen CPX Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück	Beinhaltet nicht das Y-Ventil 2730 wie auf dem Bild gezeigt.	
Artikelnummer	V-861721		

**Gesamtes Zubehör**

<b>EKG-Patienten-Kabel, 20 cm Länge, 10 Leitungen, IEC, ohne Elektroden für Oxycon Mobile</b>		Für Gerät	
		MasterScreen ECG Oxycon Mobile	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-918204		
<b>Einmal-EKG-Elektroden, BlueSensor P, für Ruhe-EKG</b>		Für Gerät	
		Vyntus ECG MasterScreen ECG CardioSoft ECG	
Anzahl	50 Stück		
Artikelnummer	992368		
<b>Einmal-EKG-Elektroden, BlueSensor R, für Belastungs-EKG</b>		Für Gerät	
		Vyntus ECG MasterScreen ECG CardioSoft ECG	
Anzahl	25 Stück		
Artikelnummer	892205		

Die folgenden Teile sind geeignet für diese Produkte:

CardioSoft EKG CAM CONNECT 14 | CAM-USB / CAM14

**Gesamtes Zubehör**

<b>Elektrodenkabel, 10/Set, IEC, für CAM/CC14</b>		Für Gerät	
		GE CardioSoft EKG: CAM CONNECT 14 CAM-USB / CAM14	
Anzahl	1 Set	Set bestehend aus 10 Elektrodenkabel IEC mit Klammer; verschiedene Längen.	
Artikelnummer	V-991490		
<b>Elektrodenkabel, 10/Set, AHA, für CAM/CC14</b>		Für Gerät	
		GE CardioSoft EKG: CAM CONNECT 14 CAM-USB / CAM14	
Anzahl	1 Set	Set bestehend aus 10 Elektrodenkabel AHA mit Klammer; verschiedene Längen.	
Artikelnummer	V-991491		
<b>Aufnahmemodulabdeckung CC14</b>		Für Gerät	
		GE CardioSoft EKG: CAM CONNECT 14	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-991494		

<b>Schwarzer Gürtel für CC14 EKG (160 cm)</b>		Für Gerät	
		GE CardioSoft EKG: CAM CONNECT 14	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-991495		
<b>Gurt für GE CAM USB EKG schwarz</b>		Für Gerät	
		GE CardioSoft EKG: CAM-USB / CAM14	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-992650		
<b>Stammkabel für CC14 EKG ohne Trigger</b>		Für Gerät	
		GE CardioSoft EKG: CAM CONNECT 14	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-991497		
<b>Triggerstammkabel für CC14 EKG</b>		Für Gerät	
		GE CardioSoft EKG: CAM CONNECT 14	
Anzahl	1 Stück	Notwendig, wenn SunTech Tango Blutdruckmesssystem angeschlossen ist.	
Artikelnummer	V-991498		

Die folgenden Teile sind geeignet für diese Produkte:

CardioSoft GEH-ECG 1200

**Gesamtes Zubehör**





<b>Elektrodenkabel, 10/Set, IEC, für GEH-ECG 1200</b>		Für Gerät	
		GE CardioSoft EKG: GEH-ECG 1200	
Anzahl	1 Set	Set bestehend aus 10 Elektrodenkabel IEC mit Klammer.	
Artikelnummer	V-991492		
<b>Elektrodenkabel, 10/Set, AHA, für GEH-ECG 1200</b>		Für Gerät	
		GE CardioSoft EKG: GEH-ECG 1200	
Anzahl	1 Set	Set bestehend aus 10 Elektrodenkabel AHA mit Klammer.	
Artikelnummer	V-991493		
<b>Gürtel für GEH-ECG-1200</b>		Für Gerät	
		GE CardioSoft EKG: GEH-ECG 1200	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-991496		

Die folgenden Teile sind geeignet für diese Produkte:

KISS Sauganlage

**Gesamtes Zubehör**

<b>KISS Elektrodenleitung C1, IEC, 127 cm</b>		Für Gerät	
		GE KISS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	992072		
<b>KISS Elektrodenleitung C2, IEC, 127 cm</b>		Für Gerät	
		GE KISS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	992073		
<b>KISS Elektrodenleitung C3, IEC, 127 cm</b>		Für Gerät	
		GE KISS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	992074		
<b>KISS Elektrodenleitung C4, IEC, 127 cm</b>		Für Gerät	
		GE KISS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	992075		

<b>KISS Elektrodenleitung C5, IEC, 127 cm</b>		Für Gerät	
		GE KISS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	992076		
<b>KISS Elektrodenleitung C6, IEC, 127 cm</b>		Für Gerät	
		GE KISS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	992077		
<b>KISS Elektrodenleitung F, IEC, 147 cm</b>		Für Gerät	
		GE KISS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	992078		
<b>KISS Elektrodenleitung L, IEC, 147 cm</b>		Für Gerät	
		GE KISS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	992079		

<b>KISS Elektrodenleitung R, IEC, 147 cm</b>		Für Gerät	
		GE KISS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	992080		

<b>KISS Elektrodenleitung N, IEC, 147 cm</b>		Für Gerät	
		GE KISS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	992081		

<b>KISS Saugelektrode komplett</b>		Für Gerät	
		GE KISS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	992082		

<b>KISS Saugdom</b>		Für Gerät	
		GE KISS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	992083		

<b>KISS Filterscheiben</b>		Für Gerät	
		GE KISS	
Anzahl	100 Stück		
Artikelnummer	992091		

<b>KISS-Adapterclip für Einweg-Elektroden</b>		Für Gerät	
		GE KISS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-991499		

<b>KISS Elektroden-Kontaktspray, 200 ml</b>		Für Gerät	
		GE KISS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	992084		



<b>Elektrodencreme, Flasche 250 ml</b>		Für Gerät	
		GE KISS	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	892800		

Die folgenden Teile sind geeignet für diese Produkte:

Blutdruck-Zubehör für VIA sprint | Ergoselect Serie | Lode | Suntech Tango

**Gesamtes Zubehör**

<b>Blutdruck-Manschette Standard, 13 cm breit, mit Schlauch 130 cm, Armumfang 24 - 32 cm</b>		Für Gerät VIA sprint 150/200/400 Ergoselect 600/1200	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	992070		
<b>Blutdruck-Manschette groß, 15.5 cm breit, mit Schlauch 130 cm, Armumfang 32 - 42 cm</b>		Für Gerät VIA sprint 150/200/400 Ergoselect 600/1200	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	992071		
<b>Blutdruck-Manschette klein (Kinder), 9 cm breit, mit Schlauch 130 cm, Armumfang 17 - 26 cm</b>		Für Gerät VIA sprint 150/200/400 Ergoselect 600/1200	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	992069		
<b>Blutdruck-Manschette Standard, 13 cm breit, mit Schlauch 200 cm, Armumfang 24 - 32 cm</b>		Für Gerät VIA sprint 150/200/400 Ergoselect 600/1200	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	992066		

<b>Blutdruck-Manschette groß, 15.5 cm breit, mit Schlauch 200 cm, Armumfang 32 - 42 cm</b>		Für Gerät VIA sprint 150/200/400 Ergoselect 600/1200	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	992067		
<b>Blutdruck-Manschette Standard, 13 cm breit, Armumfang 24 - 32 cm für Ergoselect 5/10</b>		Für Gerät Ergoselect 5/10	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-995020		
<b>Blutdruck-Manschette groß, 15.5 cm breit, Armumfang 32 - 42 cm für Ergoselect 5/10</b>		Für Gerät Ergoselect 5/10	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-995017		
<b>Blutdruck-Manschette Kinder, 9 cm breit, Armumfang 17 - 26 cm für Ergoselect 5/10</b>		Für Gerät Ergoselect 5/10	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-995018		

<b>Orbit-K Blutdruck-Manschette, Erwachsene klein, Suntech, Armumfang 18 - 27 cm</b>		Für Gerät	
		Lode Corival cpet Lode Corival Pediatric (new) Tango M2 Tango +	
Anzahl	1 Stück	Für Tango und Lode Ergometer mit Blutdruckeinheit, die einen EKG-Trigger-Signal benötigen.	
Artikelnummer	982116		

<b>Orbit-K Blutdruck-Manschette, Erwachsene, Suntech, Armumfang 25 - 35 cm</b>		Für Gerät	
		Lode Corival cpet Lode Corival Pediatric (new) Tango M2 Tango +	
Anzahl	1 Stück	Für Tango und Lode Ergometer mit Blutdruckeinheit, die einen EKG-Trigger-Signal benötigen.	
Artikelnummer	V-982200		

<b>Orbit-K Blutdruck-Manschette, Erwachsene Plus, Suntech, Armumfang 27 - 40 cm</b>		Für Gerät	
		Lode Corival cpet Lode Corival Pediatric (new) Tango M2 Tango +	
Anzahl	1 Stück	Für Tango und Lode Ergometer mit Blutdruckeinheit, die einen EKG-Trigger-Signal benötigen.	
Artikelnummer	V-982201		

<b>Orbit-K Blutdruck-Manschette, Erwachsene groß, Suntech, Armumfang 32 - 44 cm</b>		Für Gerät	
		Lode Corival cpet Lode Corival Pediatric (new) Tango M2 Tango +	
Anzahl	1 Stück	Für Tango und Lode Ergometer mit Blutdruckeinheit, die einen EKG-Trigger-Signal benötigen.	
Artikelnummer	V-982202		





<b>Orbit-K Mikrofon 18", nur für Suntech Tango M2</b>		Für Gerät	
		Tango M2	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-982205		







Die folgenden Teile sind geeignet für diese Produkte:

Vyntus™ WALK

**Gesamtes Zubehör**

<b>Adapter Kabel Nonin WO2 auf DB9 Pin (3150 Oximeter)</b>		Für Gerät	
		Vyntus WALK	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-440044		
<b>SpO2 Soft Sensor (3150 Oximeter), WO2 Anschluss, 30 cm, Größe S</b>		Für Gerät	
		Vyntus WALK	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-440045		
<b>SpO2 Soft Sensor (3150 Oximeter), WO2 Anschluss, 30 cm, Größe M</b>		Für Gerät	
		Vyntus WALK	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-440046		
<b>SpO2 Soft Sensor (3150 Oximeter), WO2 Anschluss, 30 cm, Größe L</b>		Für Gerät	
		Vyntus WALK	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-440047		

<b>SpO2 Fingerclip (3150 Oximeter), WO2 Anschluss, 30 cm</b>		Für Gerät	
		Vyntus WALK	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-440070		
<b>SpO2 Flex Sensor Erwachsene (3150 Oximeter), WO2 Anschluss, 30 cm</b>		Für Gerät	
		Vyntus WALK	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-440048		
<b>Ohrclip-Sensor SpO2 mit 1 m Kabel</b>		Für Gerät	
		Vyntus WALK	
Anzahl	1 Stück	Benötigt zusätzlich V-440044 Adapter Kabel Nonin WO2 auf DB9 Pin (3150 Oximeter)	
Artikelnummer	992582		
<b>Flex SpO2 Sensor, Erwachsene, 3 m inklusive 25 Klebestreifen</b>		Für Gerät	
		Vyntus WALK	
Anzahl	1 Set	Benötigt zusätzlich V-440044 Adapter Kabel Nonin WO2 auf DB9 Pin (3150 Oximeter)	
Artikelnummer	992506		

<b>Klebestreifen für Flex SpO2 Sensor Erwachsene, 8000JFW, Einweg</b>		Für Gerät	
		Vyntus WALK	
Anzahl	25 Stück		
Artikelnummer	992578		

<b>Klettarmband verstellbar 8-28 cm (3150 Oximeter), Mehrweg</b>		Für Gerät	
		Vyntus WALK	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-992385		

# Mobile Spirometer und CO Monitore



AioCare,  
MicroLab™, MicroLoop™, SpiroUSB, Micro I,  
PulmoLife™, MicroDiary™, MicroRPM,  
MicroCO, BabyCO, SmokeCheck™





Die folgenden Teile sind geeignet für diese Produkte:

AioCare

**Gesamtes Zubehör**

<b>Atemflussrohr</b>		Für Gerät	
		AioCare	
Anzahl	1 Stück	Werkskalibrierung der Sensoreinheit notwendig.	
Artikelnummer	V-720090		
<b>Halter Atemflussrohr</b>		Für Gerät	
		AioCare	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	V-720091		
<b>MicroGard Filter Adapter, Plastik</b>		Für Gerät	
		AioCare MicroLab MicroLoop SpiroUSB PulmoLife MicroDiary	
Anzahl	10 Stück		
Artikelnummer	36-MFA1010		
<b>MicroGard Filter Adapter, Plastik</b>		Für Gerät	
		AioCare MicroLab MicroLoop SpiroUSB PulmoLife MicroDiary	
Anzahl	50 Stück		
Artikelnummer	36-MFA1050		

<b>Filter Kit MicroGard Typ IIB Einweg</b>		Für Gerät	
		AioCare MicroLab MicroLoop SpiroUSB PulmoLife MicroDiary	
Anzahl	80 Stück	AioCare, MicroLab, MicroLoop, SpiroUSB, PulmoLife und MicroDiary benötigen MicroGard Filter Adapter 36-MFA1010 oder 36-MFA1050	
Artikelnummer	V-892391		
<b>Handkalibrationspumpe 3 L inkl. Micro Medical Adapter und Zertifikat</b>		Für Gerät	
		AioCare MicroLab MicroLoop SpiroUSB PulmoLife MicroDiary	
Anzahl	1 Set		
Artikelnummer	36-SM2125		


Die folgenden Teile sind geeignet für diese Produkte:


MicroLab™ | MicroLoop™ | SpiroUSB | Micro I | PulmoLife™ | MicroDiary™

**Gesamtes Zubehör**

<b>Einweg-Sicherheitsmundstück Pappe (beschichtet) für Erwachsene (nur Ausatmung)</b>		Für Gerät MicroLab MicroLoop SpiroUSB Micro I PulmoLife MicroDiary MicroPeak	
Anzahl	500 Stück		
Artikelnummer	36-SST1000		
<b>Einweg-Sicherheitsmundstück Pappe (beschichtet) für Erwachsene (nur Ausatmung)</b>		Für Gerät MicroLab MicroLoop SpiroUSB Micro I PulmoLife MicroDiary MicroPeak	
Anzahl	250 Stück		
Artikelnummer	36-SST1250		
<b>Einweg-Mundstück Pappe (beschichtet) für Pädiatrie, Durchmesser 22 mm</b>		Für Gerät MicroLab MicroLoop SpiroUSB Micro I PulmoLife MicroDiary	
Anzahl	250 Stück	Adapter 36-PSA1100 notwendig.	
Artikelnummer	36-PSA1200		
<b>22-30 mm Adapter für Anwendung von Pädiatrische Mundstücke, Mehrweg</b>		Für Gerät MicroLab MicroLoop SpiroUSB Micro I PulmoLife MicroDiary	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	36-PSA1100		


<b>Universal Kunststoffmundstück, Ein-Patienten-Gebrauch</b>		Für Gerät MicroLab MicroLoop SpiroUSB Micro I PulmoLife MicroDiary MicroPeak	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	36-PSA2200		
<b>MicroGard IIB Einwegbakterienfilter mit integriertem Mundstück</b>		Für Gerät MicroLab MicroLoop SpiroUSB Micro I PulmoLife MicroDiary	
Anzahl	50 Stück	MicroLab, MicroLoop, SpiroUSB, PulmoLife und MicroDiary benötigen MicroGard Filter Adapter 36-MFA1010 oder 36-MFA1050	
Artikelnummer	V-892381		
<b>MicroGard IIC Einwegbakterienfilter</b>		Für Gerät MicroLab MicroLoop SpiroUSB Micro I PulmoLife MicroDiary	
Anzahl	50 Stück	MicroLab, MicroLoop, SpiroUSB, PulmoLife und MicroDiary benötigen MicroGard Filter Adapter 36-MFA1010 oder 36-MFA1050	
Artikelnummer	V-892384		
<b>Filter Kit MicroGard Typ IIB Einweg</b>		Für Gerät MicroLab MicroLoop SpiroUSB Micro I PulmoLife MicroDiary	
Anzahl	80 Stück	MicroLab, MicroLoop, SpiroUSB, PulmoLife und MicroDiary benötigen MicroGard Filter Adapter 36-MFA1010 oder 36-MFA1050	
Artikelnummer	V-892391		


<b>Filter Kit MicroGard Typ IIC Einweg</b>		Für Gerät	
		MicroLab MicroLoop SpiroUSB Micro I PulmoLife MicroDiary	
Anzahl	80 Stück	MicroLab, MicroLoop, SpiroUSB, PulmoLife und MicroDiary benötigen MicroGard Filter Adapter 36-MFA1010 oder 36-MFA1050	
Artikelnummer	V-892392		


<b>MicroGard Filter Adapter, Plastik</b>		Für Gerät	
		MicroLab MicroLoop SpiroUSB PulmoLife MicroDiary	
Anzahl	10 Stück		
Artikelnummer	36-MFA1010		

<b>MicroGard Filter Adapter, Plastik</b>		Für Gerät	
		MicroLab MicroLoop SpiroUSB PulmoLife MicroDiary	
Anzahl	50 Stück		
Artikelnummer	36-MFA1050		


<b>Mundstückadapter für Micro I</b>		Für Gerät	
		Micro I	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	36-MLD1621		

<b>Nasenklemme, Mehrweg</b>		Für Gerät	
		MicroLab MicroLoop SpiroUSB Micro I PulmoLife MicroDiary	
Anzahl	5 Stück		
Artikelnummer	V-892895		

<b>Nasenklemme, Einweg</b>		Für Gerät	
		MicroLab MicroLoop SpiroUSB Micro I PulmoLife MicroDiary	
Anzahl	10 Stück		
Artikelnummer	V-892900		

<b>Polster für Nasenklemme, Einweg</b>		Für Gerät	
		MicroLab MicroLoop SpiroUSB Micro I PulmoLife MicroDiary	
Anzahl	100 Stück		
Artikelnummer	892121		

<b>Handkalibrationspumpe 3 L inkl. Micro Medical Adapter und Zertifikat</b>		Für Gerät	
		MicroLab MicroLoop SpiroUSB Micro I PulmoLife MicroDiary	
Anzahl	1 Set		
Artikelnummer	36-SM2125		

<b>Micro Medical Adapter Handkalibrationspumpe</b>		Für Gerät	
		MicroLab MicroLoop SpiroUSB Micro I PulmoLife MicroDiary	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	861427		

<b>Thermodruckpapier für MicroLab</b>		Für Gerät	
		MicroLab	
Anzahl	5 Stück		
Artikelnummer	36-PSA1600		

<b>Turbine komplett, TDX 27 mm, BIDIR, BLKPU, offset für MicroLab und MicroLoop</b>		Für Gerät	
		MicroLab MicroLoop	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	36-TDX1048		

<b>Turbine komplett, TDX 27 mm, BIDIR, Gold, offset für SpiroUSB</b>		Für Gerät	
		SpiroUSB	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	36-TDX1043		

<b>TDX Micro Turbine komplett für Micro I</b>		Für Gerät	
		Micro I	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	36-TDX1051		

<b>TDX Mini Turbine, unidirektional für MicroDiary und PulmoLife</b>		Für Gerät	
		MicroDiary PulmoLife	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	36-TDX1050		

Die folgenden Teile sind geeignet für diese Produkte:

MicroRPM

**Gesamtes Zubehör**

<b>Filter Kit MicroGard Typ IIC Einweg</b>		Für Gerät MicroRPM	
Anzahl	80 Stück	MicroRPM benötigt MicroGard II Filter Adapter 36-ASS1307	
Artikelnummer	V-892392		
<b>MicroGard II Filter Adapter für RPM</b>		Für Gerät MicroRPM	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	36-ASS1307		
<b>Expiratorisches Druckventil für MicroRPM</b>		Für Gerät MicroRPM	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	36-ASS1221		
<b>Inspiratorisches Druckventil für MicroRPM</b>		Für Gerät MicroRPM	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	36-ASS1222		

<b>Druck-Kalibrationskit für MicroRPM</b>		Für Gerät MicroRPM	
Anzahl	1 Kit		
Artikelnummer	36-ASS1234		
<b>Nasendolven Größe XS für MicroRPM</b>		Für Gerät MicroRPM	
Anzahl	10 Stück		
Artikelnummer	36-NPROBE01		
<b>Nasendolven Größe S für MicroRPM</b>		Für Gerät MicroRPM	
Anzahl	10 Stück		
Artikelnummer	36-NPROBE02		
<b>Nasendolven Größe M für MicroRPM</b>		Für Gerät MicroRPM	
Anzahl	10 Stück		
Artikelnummer	36-NPROBE03		



<b>Nasensonden Größe L für MicroRPM</b>		Für Gerät	
		MicroRPM	
Anzahl	10 Stück		
Artikelnummer	36-NPROBE04		

<b>Nasensondenadapter für SNIP am MicroRPM</b>		Für Gerät	
		MicroRPM	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	36-ASS1091		

<b>Kalibrations-Schraubendreher klein</b>		Für Gerät	
		MicroRPM	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	36-MEC1299		

<b>Alkaline Batterie PP3 9 Volt E-Block</b>		Für Gerät	
		MicroRPM	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	36-BAT1002		

<b>RS232 PC Verbindungskabel</b>		Für Gerät	
		MicroRPM MicroCO BabyCO SmokeCheck	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	36-CAB1000		

Die folgenden Teile sind geeignet für diese Produkte:

MicroCO | BabyCO | SmokeCheck™

**Gesamtes Zubehör**


<b>Einweg-Mundstück Pappe (beschichtet) für Pädiatrie, Durchmesser 22 mm</b>		Für Gerät	
		MicroCO BabyCO SmokeCheck	
Anzahl	250 Stück		
Artikelnummer	36-PSA1200		
<b>Mundstückadapter mit Einwegeventil für CO-Monitore</b>		Für Gerät	
		MicroCO BabyCO SmokeCheck	
Anzahl	10 Stück		
Artikelnummer	36-PSA2000		
<b>MicroCan CO Kalibrationsgas, 1 Liter Flasche, 10 Liter Inhalt mit 20 ppm CO, Rest synthetische Luft</b>		Für Gerät	
		MicroCO BabyCO SmokeCheck	
Anzahl	1 Flasche		
Artikelnummer	36-MCG020		
<b>MicroCan CO Kalibrationsgas mit Regelventil, 1 Liter Flasche, 10 Liter Inhalt mit 20 ppm CO, Rest synthetische Luft</b>		Für Gerät	
		MicroCO BabyCO SmokeCheck	
Anzahl	1 Set	Besteht aus 36-MCG020 und 36-MGA222.	
Artikelnummer	36-MCGK020		

<b>Regelventil für MicroCan CO Kalibrationsgas</b>		Für Gerät	
		MicroCO BabyCO SmokeCheck	
Anzahl	1 Stück	Für Kalibrationsgas 36-MCG020.	
Artikelnummer	36-MGA222		
<b>Kalibrationsadapter 22 mm zur Kalibration von CO-Monitore</b>		Für Gerät	
		MicroCO BabyCO SmokeCheck	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	36-MEC1007		
<b>RS232 PC Verbindungskabel</b>		Für Gerät	
		MicroRPM MicroCO BabyCO SmokeCheck	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	36-CAB1000		


Die folgenden Teile sind geeignet für diese Produkte:

MicroPeak

**Gesamtes Zubehör**

<b>Universal Kunststoffmundstück, Mehrweg</b>		<b>Für Gerät</b>	
		MicroLab MicroLoop SpiroUSB Micro I PulmoLife MicroDiary MicroPeak	
Anzahl	1 Stück		
Artikelnummer	36-PSA2200		

<b>Einweg-Sicherheitsmundstück Pappe (beschichtet) für Erwachsene (nur Ausatmung)</b>		<b>Für Gerät</b>	
		MicroLab MicroLoop SpiroUSB Micro I PulmoLife MicroDiary MicroPeak	
Anzahl	500 Stück		
Artikelnummer	36-SST1000		

<b>Einweg-Sicherheitsmundstück Pappe (beschichtet) für Erwachsene (nur Ausatmung)</b>		<b>Für Gerät</b>	
		MicroLab MicroLoop SpiroUSB Micro I PulmoLife MicroDiary MicroPeak	
Anzahl	250 Stück		
Artikelnummer	36-SST1250		

# Hygiene

Ultraschallreiniger und Desinfektionsmittel



Die folgenden Teile sind geeignet für diese Produkte:

Alle Systeme

### Gesamtes Zubehör

<b>Descogen I Desinfektionsmittel, 1000 g</b>		<b>Für Gerät</b>	
		MasterScreen Serie MasterScope Body Oxycon Mobile Vyntus SPIRO Vyntus PNEUMO Vyntus IOS Vyntus APS	
<b>Anzahl</b>	1 Stück	Zur manuellen Desinfektion von medizinischen Instrumenten.	
<b>Artikelnummer</b>	890008		
<b>Elma Clean 10 Universalreiniger für die Ultraschallreinigung</b>		<b>Für Gerät</b>	
		MasterScreen Serie MasterScope Body Oxycon Mobile Vyntus SPIRO Vyntus PNEUMO Vyntus IOS Vyntus APS	
<b>Anzahl</b>	1 Stück	Für die Entfernung von Speichel, Proteine, Eiweißreste.	
<b>Artikelnummer</b>	892004		
<b>Ultraschallreiniger Med 30/3L, inkl. Korb und Deckel</b>		<b>Für Gerät</b>	
		Alle PFT und CPET Geräte	
<b>Anzahl</b>	1 Stück	220-240 V	
<b>Artikelnummer</b>	V-993010		
<b>Ultraschallreiniger Med 60/6L, inkl. Korb und Deckel</b>		<b>Für Gerät</b>	
		Alle PFT und CPET Geräte	
<b>Anzahl</b>	1 Stück	220-240 V	
<b>Artikelnummer</b>	V-993011		

<b>Siebständer-Set für Ultraschallreiniger bestehend aus Siebständer und Instrumententablett</b>		<b>Für Gerät</b>	
		Alle PFT Geräte mit Pneumotachographen	
<b>Anzahl</b>	1 Set		
<b>Artikelnummer</b>	721046		
<b>Instrumentenschale mit Deckel, 210 x 110 x 35 mm</b>		<b>Für Gerät</b>	
		Alle PFT und CPET Geräte	
<b>Anzahl</b>	1 Set		
<b>Artikelnummer</b>	845117		



# Bestellformular

Vyair Medical GmbH  
Leibnizstrasse 7

97204 Höchberg, Deutschland

Klinik-/Praxistempel

Bestellungen per Fax oder E-Mail

+49 931 4972-865 fax  
GMB-DE-Custservice-RDx@vyaire.com

Datum

Kunden-Nr.

Unterschrift

MENGE	ARTIKEL-NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bitte schicken Sie mir Unterlagen über:

---

Es gelten die "Allgemeinen Verkaufsbedingungen" von Vyair Medical.

# Bestellformular

Vyair Medical GmbH  
Leibnizstrasse 7

97204 Höchberg, Deutschland

Klinik-/Praxistempel

Bestellungen per Fax oder E-Mail

+49 931 4972-865 fax  
GMB-DE-Custservice-RDx@vyaire.com

Datum

Kunden-Nr.

Unterschrift

MENGE	ARTIKEL-NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bitte schicken Sie mir Unterlagen über:

---

Es gelten die "Allgemeinen Verkaufsbedingungen" von Vyair Medical.

Alle Abbildungen, Beschreibungen und technischen Daten können ohne vorherige Mitteilung verändert werden.

Beachten Sie bitte, dass möglicherweise nicht alle Produkte, Dienste oder Produktmerkmale und Dienstleistungen in Ihrer Region erhältlich sind. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Vyaire-Vertreter vor Ort.

#### WELTWEITER HAUPTSITZ

Vyaire Medical, Inc.  
26125 N. Riverwoods Blvd.  
Mettawa, IL 60045  
USA

 Vyaire Medical GmbH  
Leibnizstrasse 7  
97204 Hoechberg  
Germany  
+49 931 4972-0 tel

 0123

Für Deutschland, Österreich, Schweiz.

© 2022 Vyaire Medical, Inc. oder eine ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Vyaire, das Vyaire Logo und alle anderen Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Vyaire Medical, Inc. oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Die Produkte der Vyaire Medical sind Medizinprodukte der Klassen I & IIa gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte oder der Verordnung (EU) 2017/745, angegeben in den jeweiligen Konformitätserklärungen. Bitte lesen Sie die gesamte, den Produkten beiliegende Gebrauchsanweisung oder befolgen Sie die Anweisungen in der Produktkennzeichnung.  
VYR-INT-2200281 1.0

